

Nützliche Hinweise

zum Umgang mit Zink-Luft-Batterien

Lagerung

Die Batterien am besten kühl und trocken lagern.
Die Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig.
Bitte beachten Sie das auf der Packung aufgedruckte
Haltbarkeitsdatum.

Vor Gebrauch

Die farbige Schutzfolie vor Gebrauch entfernen.
Nach dem Entfernen der Schutzfolie vor Einsetzen in das
Hörgerät einige Minuten warten.
Durch die ausreichende Oxydation der Zink-Luft-Batterie
wird die Haltbarkeit deutlich verlängert.

Entsorgung

Wir nehmen die gebrauchten Batterien zurück und geben
diese zur Wiederverwertung.

Sicherheitshinweise

Batterien nicht wieder aufladbar!
Batterien nicht ins Feuer werfen!
Batterien von Kindern fernhalten!
Batterien nicht verschlucken!
Batterien nicht kurzschließen!